

DESCUBRE IRIS VIEW



¿POR QUÉ IRIS VIEW?



IRIS VIEW ES UNA LÁMPARA DENTAL LED CON CÁMARA INTEGRADA QUE PERMITE

- AMPLIAR Y VER EL ÁREA DE OPERACIÓN CON CLARIDAD (ZOOM ÓPTICO)
- FILMAR, GRABAR, TRANSMITIR
- ELEGIR LA INTENSIDAD DE LUZ Y LA TEMPERATURA DE COLOR ADECUADAS PARA CADA TRATAMIENTO
- CONFIGURAR LAS FUNCIONES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN



MEJORA EL TRABAJO COTIDIANO

LA LÁMPARA DENTAL IRIS VIEW AYUDA EN LAS PRÁCTICAS DIARIAS

- PERCEPCIÓN DE LOS DETALLES
- DIAGNÓSTICO CLARO
- MOSTRAR EL TRATAMIENTO EN TIEMPO DIRECTO
- CONSERVAR LOS TRATAMIENTOS PARA HISTORIA DE CASOS Y FINES FORENSES
- COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE
- POSICIÓN DE TRABAJO CÓMODA





CÁMARA INTEGRADA

ZOOM
ÓPTICO 30X

FULL HD

ENFOQUE
AUTOMÁTICO

¿POR QUÉ ZOOM ÓPTICO?

MÁXIMA CALIDAD

EL ZOOM ÓPTICO UTILIZA SU PROPIA ÓPTICA, O LENTES, PARA AMPLIAR UNA IMAGEN.

CUANDO SE AMPLÍA, EL CAMPO DE VISIÓN DISMINUYE Y HACE QUE LAS COSAS MÁS LEJANAS PAREZCAN MÁS GRANDES.

NO IMPORTA EL AUMENTO, UNA CÁMARA CON ZOOM ÓPTICO SIEMPRE CAPTURARÁ LA MISMA CANTIDAD DE PÍXELES, ASEGURANDO UNA IMAGEN CLARA Y DETALLADA.



EL ZOOM DIGITAL NO USA LENTES PARA AMPLIAR, LO HACE TODO UN SOFTWARE.

LA CÁMARA TOMA UNA FOTO Y LUEGO LA AMPLÍA RECORTANDO DIGITALMENTE LA IMAGEN.

LOS PÍXELES, SU COLOR Y DETALLE, SERÁN CADA VEZ MENOS PRECISOS.

¿POR QUÉ 30X ?

PORQUE
PERMITE VER
TODOS LOS
DETALLES



ZOOM: 1x

FOCAL DISTANCE: 70cm



ZOOM: 30x

FOCAL DISTANCE: 70cm

LOS DETALLES MARCAN LA DIFERENCIA

LA CÁMARA INTEGRADA,
ZOOM ÓPTICO 30X, FULL
HD, CON ENFOQUE
AUTOMÁTICO PERMITE
VER AL PROFESIONAL
CADA DETALLE .



ESTO AMPLIFICA LAS
CAPACIDADES VISUALES
DEL PROFESIONAL Y EVITA
LA TENSIÓN DE OJOS,
MEJORANDO EL TRABAJO
DIARIO.

COMUNICACIÓN




LA COMUNICACIÓN ES MÁS Y MÁS IMPORTANTE EN EL TRABAJO COTIDIANO. IRIS VIEW AYUDA AL PROFESIONAL A COMUNICAR CON:

- **PACIENTES:** MOSTRAR PROBLEMAS CLÍNICOS Y PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DEL MONITOR PARA MOSTRARLOS CLARAMENTE E INMEDIATAMENTE
- **EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL ESPECIALIZADO,** MEJORANDO LA COOPERACIÓN.

POSTURA ERGONÓMICA

- OPERAR EN POSICIÓN VERTICAL
- MENOS ESTRÉS EN LA COLUMNA ESPINAL
- MENOS ENFERMEDADES CERVICALES Y LUMBARES

GRACIAS A IRIS VIEW, PUEDE TRABAJAR CON COMPLETA COMODIDAD SIN SER FORZADO A UNA POSICIÓN INCORRECTA



REGISTRAR, DOCUMENTAR, TRANSMITIR

CON IRIS VIEW PUEDE GRABAR
CADA PROCEDIMIENTO EN ALTA
DEFINICIÓN Y TRANSMITIRLO EN
TIEMPO REAL.

- TRABAJO DIARIO
- CIRUGÍA **LIVE**
- **CURSOS** HANDS ON
- ENTRENAMIENTOS EN
ODONTOLOGÍA



PARA COMPARTIR

LOS VIDEOS SE PUEDEN
COMPARTIR EN
DIFERENTES CONTEXTOS
PROFESIONALES:

- CONFERENCIAS

UNIVERSITARIAS

- CONGRESOS MEDICOS

- CONVENCIONES


CIENTÍFICAS

- CONFERENCIAS



ACCESORIOS IRIS VIEW


GRABACIÓN / TRANSMISIÓN



ACCESORIOS IRIS VIEW

GRABACIÓN / TRANSMISIÓN

- VISUALIZAR, GRABAR Y TRANSMITIR VIDEO SIMULTÁNEAMENTE
- GRABAR Y GUARDAR CLIPS EN ALMACENAMIENTO INTERNO, UNIDAD USB O EL SMARTPHONE ASOCIADO
- CONTROL MEDIANTE BOTONES EN EL DISPOSITIVO, APLICACIÓN INTUITIVA PARA SMARTPHONE O BROWSER-BASED INTERFACE
- CONTROLAR Y CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE VIDEO / STREAMING DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE SU PC O APLICACIÓN



LA LUZ ADECUADA PARA CADA TRATAMIENTO

REGULACIÓN
DE LA
TEMPERATURA
DE COLOR



REGULACIÓN
DE LA
INTENSIDAD
LUMINOSA



EFFECTO
ESCIALÍTICO



REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE COLOR



DESDE 4200 A 6000 KELVIN



- 5.500 K PARA FUNCIÓN TOMA DE COLOR
- OPTIMIZA EL CONTRASTE DE COLOR EN TEJIDOS BLANDOS

INTENSIDAD DE LUZ TOTALMENTE AJUSTABLE



- DESTACA LOS DETALLES DEL CAMPO OPERATIVO

EFECTO ESCIALÍTICO

**8 ÓPTICAS LED CON 10
FACETAS CADA UNA
REFLEJA LA MEJOR
LUZ SIN SOMBRAS**



3 PRESET + 1 PERSONALIZADO PROGRAMAS



FUNCIÓN ANTI-POLIMERIZACIÓN

REDUCE LA VELOCIDAD DE ENDURECIMIENTO DE COMPUESTO



FUNCIÓN CIRUGÍA

OPTIMIZA EL CONTRASTE DE COLOR DE LOS TEJIDOS BLANDOS



FUNCIÓN TOMA DE COLOR

IDEAL PARA PROCEDIMIENTOS DE REEMPLAZO DE DIENTES



CUSTOMIZED
ELIJA SUS PROPIOS PARÁMETROS:
INTENSIDAD DE LUZ,
TEMPERATURA DE COLOR, ZOOM.

3 PRESET + 1 PERSONALIZADO PROGRAMAS



LA MODALIDAD COMPO-SAFE MÁS SIMPLE.

PULSAR EL BOTÓN ANTI POLIMERIZACIÓN ES TODO LO QUE TIENE QUE HACER PARA REDUCIR LA VELOCIDAD DE CURADO DEL COMPUESTO.



NO SE NECESITA
FILTRO EXTERNO
ADICIONAL.



RÁPIDO, FÁCIL, USER-FRIENDLY

IPAD APP *My light*



TODOS LOS PARÁMETROS SE PUEDEN CONFIGURAR CON LA
APLICACIÓN PARA IPAD *My light* 

MATERIALES

- ESTRUCTURA DE ALUMINIO
- PINTURA EN POLVO



EL BRAZO


- TOTALMENTE DE ALUMINIO
- DISEÑO MODERNO
- LED ILUMINADOR
- MOVIMIENTO FLUIDO



MOVIMIENTO FLUIDO



MOVIMIENTO OPTIMIZADO A
TRAVÉS DE UN SISTEMA
MECÁNICO RESTRUCTURADO.



MECANISMO DE ROTACIÓN
INNOVADOR ENTRE LA
ARTICULACIÓN Y EL BRAZO
MÓVIL

HIGIENE




- PANTALLA FRONTAL A PRUEBA DE POLVO FÁCIL DE LIMPIAR PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
- LOS ÓPTICOS ESTÁN PROTEGIDOS DEL POLVO Y NO NECESITAN LIMPIADURA
- CUBIERTA DE MANIJA AUTOCLAVABLE FÁCILMENTE EXTRAÍBLE.
- PAREJA ADICIONAL DE CUBIERTAS PARA MANIJAS

DIFERENTES INSTALACIONES



- A TECHO
- UNIDAD DENTAL
- CON SOPORTE SOBRE RUEDAS
- CON CARRITO QUIRÚRGICO

STANDARD



LÁMPARAS QUE GARANTIZAN
UNA VISIÓN ÓPTIMA, EVITANDO
LA FATIGA VISUAL, EL
OSCURACIÓN DEL PACIENTE Y LA
DISTORSIÓN DEL COLOR.

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO
ISO 13485: 2016

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Follow Us



G.COMM srl



gcommsrl



G.COMM Srl



G.COMM

www.gcomm-online.com